



CRÉMONE KORA

Fonctions

Crémone réversible pour l'actionnement des mécanismes GIESSE à la française, oscillo-battant et oscillo-battant avec microventilation.

Fiche technique en ligne



Caractéristiques techniques

L'utilisation de matériaux moulés sous pression de qualité et l'adoption du système de laquage GIESSE garantissent des qualités mécaniques élevées ainsi que l'uniformité des colorations et une forte résistance à l'abrasion.

La crémone Kora présente des entraxes de fixation de 104 et 92 mm, mais peut être facilement adaptée pour la fixation avec entraxes 84 et 98 mm.

Matériaux


Poignée en aluminium moulé sous pression
Boîtier de crémone, engrenage, crémaillères en zamak pressofusé

Gaine intérieure et base en Hostaform.


Ressort en acier

Vis et plaquette de fixation en acier inox



Dimensions crémone pour ouvrant à la française





Dimensions crémone pour oscillo-battant





Usinage entraxe 104 mm





Usinage entraxe 98 mm



Usinage entraxe 92 mm



Usinage entraxe 84,5 mm



Référence article	Description	GORGE	Type	Entraxes	Fonctionnement	Poignée 0°	Poignée 90°	Poignée 135°	Poignée 180°	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
00957	CRÉMONE KORA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Ouvrant	104 - 98 - 92 - 84	bidirectionnel	fermé	ouvert	-	-	X		X	X	10
00959	CRÉMONE KORA OB MICROVENTILATION	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Oscillo-battant (microventilation)	104 - 98 - 92 - 84	monodirectionnel	fermé	ouvert	micro	vasistas	X		X	X	10