

CERNIERE CHIC PER VASISTAS

Funzioni

Gruppo cerniere per Vasistas a scomparsa.

Scheda tecnica on-line




Caratteristiche Tecniche

Apertura totale della cerniera 180° per facilitarne il montaggio.
 Fissaggio sul telaio senza lavorazioni, tramite della camme premontate.
 Regolazione dell'anta in altezza (+2,5 ÷ -0,5 mm) e compressione (+1,4 ÷ -0,6 mm) micrometriche e indipendenti tra loro.
 La cerniera è completata da 2 elementi Alzante che ne migliorano la stabilità.
 Portata massima (*) 250 kg
 Altezza massima (*) 3.000 mm
 (*) sono conseguenza del limitatore di apertura utilizzato (vedi tabella limitatori di apertura).
 Larghezza massima 2.500 mm. Oltre 1.500 e 2.000 mm è necessario utilizzare n° 1 o n° 2 Alzante 04363 (vedi schema utilizzo Alzante).


Materiali

Supporto Anta in zama GS Silver PLUS
 Bielle e piastre cerniere e camme in acciaio zinca-to
 Perni e viti in acciaio inox AISI 304
 Elemento alzante in poliammide grigia

CHIC BOTTOM HUNG







Obbligatorio: limitatore di apertura.




| Descrizione | Codice | Portate | W (mm) | H (mm) |
|------------------|--------|---------|----------|----------|
| RALLENTY (150mm) | 02041K | 50 kg | 200÷2500 | 400÷1500 |
| RALLENTY (250mm) | 02040K | 80 kg | 200÷2500 | 570÷2500 |
| FRIZ (140mm) | 02800K | 130 kg | 200÷2500 | 420÷2500 |
| FRIZ (300mm) | 02030K | 130 kg | 200÷2500 | 580÷2500 |
| FUTURA HP | 01175K | 250 kg | 780÷2500 | 600÷3000 |

Utilizzo Alzante


04363



Regolazione dell'altezza



Regolazione della compressione



| Codice | Descrizione | Nota | NODO | Base Grezzo | Anodizzato Elox | Verniciato | Trend/Oro Ottone | Pezzi per confezione |
|--------|------------------------------|--------|--------------------------|-------------|-----------------|------------|------------------|----------------------|
| 04362 | CHIC - KIT CERNIERE VASISTAS | coppia | C001-C002-C004-C005-C006 | X | | | | 10 |
| 04363 | CHIC - ALZANTE VASISTAS | | C001-C002-C004-C005-C006 | X | | | | 10 |